

# AERIO

**Code GTIN :** 3701488937440

**Famille :** Matelas à air

**Usage revendiqué :** Dispositif est destiné à un usage en intérieur, sur un lit médical ou standard, dans un environnement sec tel qu'une chambre ou un établissement de soins. Son utilisation est strictement réservée à un usage en position allongée, sous surveillance médicale ou soignante.

**Dispositif Médical Classe I**

**Garantie 2 ans**

## Contactez-nous



+33 5 63 59 22 04



[contact@plussante.fr](mailto:contact@plussante.fr)



# Plus santé

## Description

Matelas à air à cellules est spécialement conçu pour la prévention et le traitement des escarres chez les patients alités sur de longues périodes. Il s'utilise en complément d'un lit médicalisé, en positionnant le matelas sur le sommier existant. Il permet de répartir efficacement les points de pression grâce à son système de gonflage alterné. Le système est composé d'un matelas à cellules en PVC médical et d'un compresseur silencieux, réglable en pression selon le poids du patient. L'alternance de gonflage/dégonflage cyclique des cellules favorise la circulation sanguine. Le matelas se fixe facilement à l'aide de rabats ou de sangles, tandis que le compresseur se suspend aux barrières du lit grâce à ses crochets intégrés.

## Dimensions et structure

- Longueur : 1900 mm
- Largeur : 820 mm
- Hauteur : 70 mm
- Poids net : 3,5 Kg
- Poids max supporté : 135 Kg

## Caractéristiques

- Matériau en PVC médical souple, imperméable et facile à désinfecter
- Volets d'extension pour fixation sécurisée au lit
- Pression réglable en fonction du poids du patient via molette sur compresseur



**GARANTIE  
2 ANS**



**135 Kg**

